

**BON DE COMMANDE MATERIEL PRELEVEMENT**

Laboratoire de biologie medicale LABM.Institut Louis Malardé-Tél : 40 41 64 80 / 40 41 64 09

Commande directe sur le site www.ilm.pfANALYSES – biologie médicale – ACCUEIL PRESCRIPTEURS ou par mail commandes@ilm.pf**PREVOIR UN DELAI DE LIVRAISON DE 15 JOURS**

Date de la demande :

Cachet de la structure de soin:

NOM, prénom du demandeur:

Désignation des articles	Quantité demandée	Réservé ILM
ADAPTATEUR VENOJECT LUER		
AIGUILLE PRELEVEMENT G21 VERT 0.8mm		
AIGUILLE PRELEVEMENT G22 NOIR 0.7mm		
CORPS REUTILISABLE POUR TUBE SOUS VIDE		
UNITE PRELEVEMENT AILETTE BLEUE G23 LUER		
UNITE PRELEVEMENT AILETTE VERTE G21 LUER		
MICROTUBE (nouveau né) GRIS		
MICROTUBE (nouveau né) MAUVE		
MICROTUBE (nouveau né) ROUGE		
MICROTUBE (nouveau né) VERT		
TUBE PRELEVEMENT SOUS VIDE 05ML JAUNE 13cm		
TUBE PRELEVEMENT SOUS VIDE 04ML GRIS		
TUBE PRELEVEMENT SOUS VIDE 04ML MAUVE		
TUBE PRELEVEMENT SOUS VIDE 04ML VERT		
TUBE PRELEVEMENT SOUS VIDE 3,5 ML JAUNE 7,5cm		
TUBE 1/2 DOSE PRELEVEMENT SOUS VIDE BLEU 2,7ML		
TUBE 1/2 DOSE PRELEVEMENT SOUS VIDE GRIS 2ML		
TUBE 1/2 DOSE PRELEVEMENT SOUS VIDE MAUVE 2ML		
TUBE 1/2 DOSE PRELEVEMENT SOUS VIDE VERT 2ML		
FLACON URINE 24 H de 2L		
POT STERILE 120ML + tube beige (CHIMIE URINAIRE)		
POT STERILE 120ML + tube vert a. borique (ECBU)		
FLACON STERILE 40ML (EXPECTO-BK, bactériologie autre que urine)		
POT COPROCULTURE STERILE 120ML + SPATULE		
Bons de prescriptions BLANCS (pqt de 100)		
Bons de prescriptions ROSES HOSPITALISES (pqt de 100)		
Tubes + étiquettes + pipettes pour plasma décanté		
Kit de prélèvement recherche bacterio sur PV, pus, etc. (ESWAB)		
Kit de prélèvement recherche IST (UTM)		
Kit de prélèvement COVID-19/GRIPPE (UTM)		
Kit de prélèvement DPNI (STRECK).Contacter le labo pour modalités envoi pvt		
Kit de prélèvement HPV (Preservcyt)		
Pochettes de transport d'échantillon biologique		
Autre		

DELAIS DE LIVRAISON: 15 jours

ILM	Validation:	
	Agent de préparation:	Agent d'expédition:
	Date de préparation:	Date d'expédition:
	Glacière ou carton nb:	LTA: